

ÉGALISATION DES PRESSIONS ADAPTATION OU CORRECTION POUR LES BASSINS ASYMÉTRIQUES

VICAIR 02




Dans les cas extrêmes il est possible de corriger la posture du patient en ajustant le nombre de Smartcells de chaque compartiment, mais dans 90% des cas le coussin s'adapte parfaitement sans avoir besoin de le modifier.

- convient aux asymétries même extrêmes.
- très peu de réglages : position améliorée naturellement par l'immersion asymétrique.
- prévention des escarres : bonne immersion pour une meilleure répartition des pressions.
- Léger, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT
PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE
Redistribution des pressions • • • • •
Réduction des forces de cisaillement • • • • •
Contrôle du microclimat
Réductions des impacts et vibrations • • • •
POSITIONNEMENT
Stabilité latérale • • • • O
Stabilité avant-arrière
Prévention des glissements
Ajustements manuels
Facilité de transferts • • • • • •
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ • • • • •
Durabilité • • • •
Fiabilité (ne se dégonfle pas)
Fonctionnement quand mal utilisé • • • • O
Peu de maintenance
Niveau d'hygiène
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE
Confort
Légèreté • • • •
Tailles disponibles • • • •
Poids d'utilisateur maximum • • • • •
Auto ajustements • • • • O

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Epaisseur	6 et 10 cm	
Poids moyen	534 g - 769 g	
Poids maxi utilisateur	250 kg	
Lavable en machine	60°C	





Pour ADJUSTER 12