



VICAIR

Décharge de la zone rectale :
Possibilité de décharge totale

Support de cuisse :
Ajustable pour faciliter la propulsion podale



Barrière pré-ischiatique :
Freine en douceur les glissements vers l'avant

Le Centre est le coussin idéal pour créer une décharge totale de la zone du périnée, du rectum. En enlevant simplement les berlingots de la zone circulaire vous pouvez créer une zone sans contact. L'immersion dans le coussin apporte une grande stabilité en plus de la redistribution des pressions et permet d'être assis confortablement même dans les situations les plus douloureuses.

- Décharge totale de la zone rectale
- Zone sans contact ajustable
- Positionnement stable

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	● ● ● ● ●
Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ○
Contrôle du microclimat	● ● ● ○ ○
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●
POSITIONNEMENT	● ● ● ● ●
Stabilité latérale	● ● ● ○ ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ○ ○
Prévention des glissements	● ● ● ● ○
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	● ● ● ● ●
Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ○ ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ○
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ○ ○
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	10 cm
Poids moyen	750 g
Poids maxi utilisateur	250 kg

TAILLES DES COUSSINS

	STANDARD
	SPECIAL
	SUR DEVIS

		LARGEUR										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
PROFONDEUR	cm											
	35											
	38											
	40											
	43											
	45											
	48											
	50											
	53											
	55											
	58											
60												