


Support dynamique pour les membres supérieurs D.A.S.

INSTRUCTIONS: MATÉRIEL DE MONTAGE

ART NOS.: AS118, AS119, AS120

| | | |
|--|---|---|
| " data-bbox="168 214 328 308"/> |  |  |
| AS118 | AS119 | AS120 |
| Pinça de montagem sur l'accoudoir | Pinça de montagem sur l'accoudoir | Plaque de montage sur l'accoudoir |
| Compatible avec des tubes d'accoudoir ronds de Ø22/25 mm [7/8"/1"] | Compatible avec des tubes d'accoudoir ronds de Ø19 mm [3/4"] | Compatible avec des accoudoirs plats |

⚠ATTENTION Ce produit doit être installé et ajusté par un technicien en réadaptation qualifié

⚠ATTENTION Lors du montage, vérifiez que le support pour les membres supérieurs est fermement verrouillé dans la plaque d'adaptation à dégagement rapide. L'installateur devrait entendre un « clic » audible.

⚠ATTENTION Si un incident grave lié à l'utilisation de ce produit se produit, il doit être signalé au

CONTRÔLES PÉRIODIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE

Afin de garantir la sécurité de l'utilisateur, ce produit doit faire l'objet de contrôles périodiques pour vérifier son fonctionnement et les signes d'usure. Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si une usure importante des pièces est constatée, cessez de l'utiliser et contactez votre fournisseur pour une réparation qualifiée ou un remplacement par Bodypoint®. Ce produit ne doit en aucun cas être modifié ou réparé par des personnes non qualifiées.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie à vie contre les défauts de fabrication et de matériaux survenant dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur d'origine. Contactez votre fournisseur ou Bodypoint® réclamation au titre de la garantie. Pour plus d'informations sur les produits Bodypoint® et les distributeurs en dehors des États-Unis, visitez www.bodypoint.com.



558 1st Ave. S., #300, Seattle, WA 98104, USA | 206.405.4555 | 800.547.5715 | www.bodypoint.com




Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PG Terwolde
The Netherlands




Medical
Device


AS118




AS119




1




2




AS120






1





2





4





1

