



# MINERVE HEADMASTER

LÉGÈRE, DISCRÈTE, FACILE D'UTILISATION



La minerve Headmaster est la solution idéale pour compenser une faiblesse musculaire au niveau du cou. Son design léger et aéré fournit un excellent support pour un meilleur contrôle de la tête, sans encombrer la silhouette ni gêner la respiration. Elle peut être facilement modelée à la main pour s'adapter aux besoins et à la morphologie de l'utilisateur pour un maximum d'efficacité et de confort.



## Les Plus : UTILISATEUR

- Confortable, ne tient pas chaud
- Facile à installer et à retirer
- Légère et discrète
- Ne gêne pas la respiration
- Facile à garder propre
- Choix de coussinets pour le confort
- Accès facile pour les trachéotomies

## Les Plus : INSTALLATEUR

- Facile à adapter à la bonne taille (plier la minerve à la main pour l'ajuster)
- Facile à mettre en place grâce à son velcro
- Accessoires disponibles pour modifier la fonction de la minerve
- Toutes les parties sont disponibles en SAV
- Une seule mesure à prendre pour le choix de la taille



## Donner forme à la minerve

- Plier la minerve à la main jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur et la largeur désirée. Elle gardera la forme que vous lui avez donnée
- Plier la minerve pour dégager les clavicules si nécessaire
- Un coussinet pour le menton peut être ajouté à la partie de la minerve qui va sur la poitrine pour un rembourrage supplémentaire





# MINERVES & ACCESSOIRES

**NEW**


## Bien choisir sa minerve :

Mesurer à l'aide d'une règle rigide sous la mâchoire, la distance la plus courte entre le milieu du menton et l'angle de la mandibule (a). Si vous hésitez entre 2 tailles optez pour la plus petite.

a = la distance la plus courte entre le milieu du menton et l'angle de la mandibule



MESURES :	
TAILLE	a (cm)
Large	13
Medium	11,5
Small	10
Junior	9
Enfant	7,5
Bébé (dès 6 mois)	6,5



### MINERVE HEADMASTER

Réf.	Couleur	Convient à
HMC01-G	GRISE	LARGE
HMC02-G	GRISE	MEDIUM
HMC03-G	GRISE	SMALL
HMC04-G	GRISE	JUNIOR
HMC05-U	BLEUE	ENFANT
HMC06-U	BLEUE	BÉBÉ

### COUSSINET MENTONNIERE DE REMPLACEMENT

Réf.	Couleur	Convient à
HMCCS2-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCCS3-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCCS4-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

### BANDEAU DE NUQUE DE REMPLACEMENT

Réf.	Couleur	Convient à
HMCNS01-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCNS03-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCNS06-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

## SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU



Un support antérieur supplémentaire (et une mentonnière) pour une solide résistance à la flexion. Ce support antérieur doit être retiré si le collier cervical est utilisé pour le transport.

## COUSSINET DE COU



Un coussin moulable placé au centre pour le soutien postérieur.

### SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU

Réf.	Couleur	Convient à
AST 01-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
AST 02-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
AST 03-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

### COUSSINET D'EXTENSION

Réf.	Couleur	Convient à
HMCPL-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCPS-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCPC-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

## COUSSINETS D'EXTENSION



Deux coussinets positionnés pour un soutien latéral

### COUSSINETS D'EXTENSION

Réf.	Couleur	Convient à
HMCPL-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCPS-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCPC-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ